



## **STRYKER 6295 SYSTEM 6 DUAL-TRIGGER ROTATIONSHANDSTÜCK + KABEL**

**SKU:** KQ012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Stryker Elektrische System 6 Dual-Trigger Rotationshandstück 6295 gehört zur Kategorie der chirurgischen Elektrowerkzeuge und speziell zu den elektrischen Handstücken für die Chirurgie. Es wird häufig in Bereichen wie Orthopädie, Neurochirurgie, und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde verwendet, um präzise und kontrollierte Bewegungen für chirurgische Eingriffe zu ermöglichen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

