



[STRYKER SYNTHES 4100-131 KLEINBOHRAUFSATZ \(SMALL DRILL ATTACHMENT\)](#)

SKU: AD032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Stryker Synthes 4100-131 Kleinbohraufsatz (Small Drill Attachment)** ist ein präzises chirurgisches Zubehör, das speziell für den Einsatz in der orthopädischen und traumatologischen Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Aufsatzstück ist darauf ausgelegt, die Funktionalität von Standardbohrern zu erweitern und ermöglicht eine feinfühligere, kontrollierte Bohrtechnik bei kleineren, anspruchsvollen Eingriffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzision:** Der Kleinbohraufsatz gewährleistet eine exakte Bohrführung, was besonders bei der Arbeit an feinen Knochenstrukturen oder in beengten anatomischen Räumen entscheidend ist.
- **Kompatibilität:** Entwickelt zur Verwendung mit Stryker Synthes Bohrsystemen, lässt sich der Aufsatz schnell und sicher befestigen und austauschen, was den Workflow im Operationssaal optimiert.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Gefertigt aus hochwertigen, medizinisch zugelassenen Materialien, bietet der Aufsatz eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Sterilisationsprozesse.
- **Ergonomie:** Das Design des Aufsatzes unterstützt eine komfortable Handhabung und eine optimale Kraftübertragung, wodurch Ermüdungserscheinungen des Operateurs reduziert werden.
- **Vielseitigkeit:** Ideal geeignet für unterschiedliche chirurgische Anwendungen, insbesondere bei minimal-invasiven Eingriffen und bei der Behandlung von Frakturen in kleinen Knochenbereichen.

Anwendungsbereiche:

- Orthopädische Chirurgie
- Traumatologie



- Hand- und Fußchirurgie
- Neurochirurgie
- Minimal-invasive chirurgische Verfahren

Der **Stryker Synthes 4100-131 Kleinbohraufsatz** ist ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei der Knochenbearbeitung erwarten. Aufgrund seiner speziellen Bauweise trägt er maßgeblich zu einem sicheren und effizienten Operationsverlauf bei.

Technische Spezifikationen:

- Material: Hochwertiger chirurgischer Edelstahl
- Abmessungen: Kompakt und leicht, speziell für kleine Bohrungen
- Sterilisierbarkeit: Vollständig autoklavierbar
- Kompatibilität: Passend für Stryker Synthes Bohr- und Schraubensysteme

Zusammenfassend bietet der **Stryker Synthes 4100-131 Kleinbohraufsatz** eine optimale Kombination aus Präzision, Handhabungskomfort und Langlebigkeit und stellt somit eine wertvolle Ergänzung für moderne chirurgische Bohrsysteme dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

