



[SUMMIT MEDICAL AMBIT PUMP](#)

SKU: DG122024-K + BX012025-k (04 STCK)

~~185,00 €~~ **175,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Summit Medical Ambit Pump ist eine präzise und zuverlässige Infusionspumpe, die in vielen medizinischen Bereichen eingesetzt wird, um eine kontrollierte Medikamentenverabreichung und Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten. Mit ihren Sicherheitsfunktionen, der benutzerfreundlichen Bedienung und der Vielseitigkeit ist sie ein wertvolles Werkzeug für Ärzte und Pflegepersonal, um eine effektive und sichere Therapie für Patienten zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

