



[SURETEMP PLUS 01692-100 THERMOMETER](#)

SKU: EF022025

zzgl. [Versandkosten](#)

SureTemp Plus 01692-100 Thermometer bietet eine schnelle und präzise Temperaturmessung für den professionellen Einsatz in medizinischen Einrichtungen. Dank seiner robusten Bauweise und einfachen Handhabung gewährleistet es zuverlässige Messergebnisse bei Patienten jeder Altersgruppe.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Welch Allyn SureTemp Plus 01692-100 ist ein digitales, präzises und schnell arbeitendes Thermometer für den klinischen Einsatz.

Merkmale:

- Messarten: oral, rektal, axillar
- Messdauer: ca. 4–6 Sekunden (oral)
- Austauschbare Sonden (blau = oral/axillar, rot = rektal)
- Großes, gut lesbares Display
- Speicherung der letzten Messung
- Hygienisch durch Einweg-Sondenschutz



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

