



[TOMEY AP2500 AP-2500 AUTOMATIK-PERIMETER](#)

SKU: JI052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Tomey AP2500 (AP-2500) Automatik-Perimeter** ist ein hochmodernes diagnostisches Gerät, das speziell für die präzise und effiziente Durchführung von Gesichtsfelduntersuchungen entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in der Augenheilkunde, insbesondere zur Früherkennung, Dokumentation und Verlaufskontrolle von Erkrankungen wie Glaukom, neurologischen Störungen und retinalen Pathologien.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Automatisierte Testverfahren:** Das AP2500 bietet eine Vielzahl von vordefinierten Testprogrammen, die individuell an den Patienten angepasst werden können. Dadurch wird eine schnelle und zuverlässige Durchführung der Perimetrie gewährleistet.
- **Hohe Messgenauigkeit:** Durch modernste Sensortechnik und präzise Steuerung des Stimulus ist eine exakte Erfassung des Gesichtsfelds möglich, was eine frühzeitige Diagnose und differenzierte Beurteilung erlaubt.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das intuitive Interface ermöglicht eine einfache Handhabung durch medizinisches Fachpersonal und unterstützt eine zügige Patientendurchführung.
- **Detaillierte Ergebnisanalyse:** Die integrierte Software bietet umfassende Auswertungsmöglichkeiten, einschließlich Vergleich mit Normwerten, Verlaufskontrolle und grafischer Aufbereitung der Testergebnisse.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist kompakt und komfortabel gestaltet, um eine angenehme Untersuchungssituation für den Patienten zu schaffen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren.
- **Datensicherheit und Vernetzung:** Die Ergebnisse können sicher gespeichert, exportiert und nahtlos in elektronische Patientenakten integriert werden, was eine effiziente Dokumentation und Nachverfolgung ermöglicht.

Anwendungsbereiche:



- Diagnostik und Verlaufskontrolle bei Glaukom
- Erkennung neurologischer Erkrankungen mit Gesichtsfelddefekten
- Überwachung retinaler Erkrankungen
- Routineuntersuchungen im Rahmen der ophthalmologischen Diagnostik

Mit dem **Tomey AP2500 Automatik-Perimeter** verfügen Augenärzte und Fachpersonal über ein zuverlässiges und präzises Instrument zur umfassenden Untersuchung des Gesichtsfelds, das sowohl in Klinik als auch in der Praxis hervorragende Ergebnisse liefert. Durch seine Kombination aus innovativer Technik, Benutzerfreundlichkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten stellt das AP2500 eine wertvolle Investition in die ophthalmologische Diagnostik dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

