



[TOPCON KR-8100P AUTOREFRAKTOMETER - UNGEPRÜFT](#)

SKU: GA052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Topcon KR-8100P Autorefraktometer** ist ein präzises diagnostisches Gerät, das zur objektiven Bestimmung der refraktiven Fehler des Auges verwendet wird. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Augenarztpraxen, Optikerbetrieben sowie in anderen augenoptischen Einrichtungen.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Automatische Refraktionsmessung:** Das KR-8100P ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Erfassung von sphärischen, zylindrischen und Achsenwerten.
- **Pupillenerkennung:** Integrierte Technologie zur exakten Zentrierung und Messung der Pupillenmitte.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit großem Display zur einfachen Handhabung und schnellen Messungen.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer im Praxisalltag.
- **Ergebnisdruck:** Möglichkeit zum direkten Ausdruck der Messergebnisse zur Dokumentation und Patienteninformation.

Zustand: Das angebotene Gerät ist *ungeprüft* und sollte vor Inbetriebnahme einer technischen Überprüfung



unterzogen werden. Aufgrund des ungeprüften Zustands empfehlen wir den Einsatz durch Fachpersonal mit entsprechender Expertise.

Anwendungsbereiche:

Das Topcon KR-8100P ist ideal für die schnelle und präzise Ermittlung von Fehlsichtigkeiten wie Myopie, Hyperopie und Astigmatismus. Es unterstützt die Anpassung von Sehhilfen und dient als wertvolle Grundlage für weiterführende ophthalmologische Untersuchungen.

Bitte beachten Sie, dass für die optimale Nutzung des Geräts eine eingehende technische Prüfung und gegebenenfalls Kalibrierung erforderlich ist. Sollten Sie weitere Informationen zur Bedienung oder technischen Spezifikationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

