



[TOPCON SBP-20 - SBP20 PROJECTION PERIMETER](#)

SKU: N062025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Neurologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Topcon SBP-20 ist ein Projektion-Perimeter, das zur Untersuchung des Gesichtsfelds verwendet wird – meist in der Augenheilkunde. Es ist ein halbautomatisches Gerät, das verschiedene Tests zur Erkennung von Gesichtsfeldausfällen, z. B. bei Glaukom oder neurologischen Erkrankungen, ermöglicht.

Typische Merkmale:

- Projektionstechnologie für präzise Lichtreize
- Verschiedene Testprogramme (z. B. Schwellenwerttest, Screening)
- Einfache Bedienung über Steuerpult
- Patientensitz mit Kinnstütze

Es ist ein zuverlässiges Gerät für diagnostische Zwecke in der Ophthalmologie oder bei neurologischen Gesichtsfelduntersuchungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

