



TOSHIBA NEMIO SSA-550A MIT LINEAR SONDE UND PRINTER

SKU: DH122016

2.190,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

GELIEFERT WIRD DAS GERÄT MIT
Toshiba PLM-805AT Linear Sonde
Printer Mitsubishi P93

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden
/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

GELIEFERT WIRD DAS GERÄT MIT
Toshiba PLM-805AT Linear Sonde
Printer Mitsubishi P93

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 120 kg



GALLERIE

