



TOSHIBA PLB-505S 5MHZ LINEAR SONDE

SKU: D032012/03-01

zzgl. [Versandkosten](#)

Linear -Ultraschallkopf 5Mhz für Sonolayer 38b -
Toshiba -

Im sehr guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Linear -Ultraschallkopf 5Mhz für Sonolayer 38b -Toshiba -

Im sehr guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

