



## TOSHIBA PLK-703AT ULTRASOUND TRANSDUCER LINEAR 06 - 11 MHZ

**SKU:** U012014-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung : PLK - 703 AT Linear Sonde

Hersteller . Toshiba Medical

Für SSA-380A // POWERVISION 7000

Linear Ultraschallkopf

Anwendung :

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung : PLK - 703 AT Linear Sonde

Hersteller . Toshiba Medical

Für SSA-380A // POWERVISION 7000

Linear Ultraschallkopf

Anwendung :

Im sehr guten gepflegten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

