



**TOSHIBA PLM-1204AT / NEMIO /
POWERVISION 6000 / LINEAR 14.0 - 8.0 MHZ
SCHILDDRÜSE**

SKU: EP032019

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden
/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Für Toshiba Nemio / Power Vision 6000, ...

Hersteller: Toshiba

Bezeichnung : PLM-1204AT

Typ : Linear 14.0/12.0/8.0 MHz, 38mm

Verwendung : Schilddrüse Mamma Small Part

keine Kristallausfällle / Sehr guter Zustand

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

