



## TOSHIBA PLQ-805A ULTRASOUND TRANSDUCER

**SKU:** D102015-01 // BZ112017 // A0022018  
**999,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Toshiba PLQ-805A

Frequency: 6.0-12:0 MHz

Compatible system: Famio 8. ...


Application: Schilddrüse, Mamma, Small Parts ,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Toshiba PLQ-805A

Frequency: 6.0-12:0 MHz

Compatible system: Famio 8. ...



Application: Schilddrüse, Mamma, Small Parts ,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

