



## TOSHIBA PSK-25AT CARDIAC SECTOR ULTRASOUND TRANSDUCER

**SKU:** U012014-03

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung : Sektor Sonde  
Hersteller . Toshiba Medical  
Für SSA-380A // POWERVISION 7000  
Kardiak Sektor Ultraschallkopf  
Anwendung : Kardiologie

Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung : Sektor Sonde  
Hersteller . Toshiba Medical  
Für SSA-380A // POWERVISION 7000  
Kardiak Sektor Ultraschallkopf  
Anwendung : Kardiologie

Im sehr guten gepflegten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

