



**TOSHIBA PVB-358M CONVEX ABDOMINAL
TRANSDUCER (3.75MHZ) FOR TOSHIBA
SAL-38**

SKU: AD032013-02-01013

zzgl. [Versandkosten](#)

Sehr gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: Toshiba

Modell : PVB-375M

Applikation: Adbominal

konvex 3.75MHz

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

