



[TOSHIBA PVF- 621 VT ULTRASOUND TRANSDUCER/PROBE](#)

SKU: AA042013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Vaginalsonde 6Mhz

Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden
/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . PVf-621VT

Hersteller . TOSHIBA

für Toshiba Tosbee , Toshiba Corevision, SSA270, SSH140, SSA340 Eccosee, SSA250

Vaginal Ultraschallkopf 6Mhz

Anwendung :

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com



0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

