



## [TOSHIBA PVG-720S LINEAR 5.0 - 8.0 MHZ](#)

SKU: AQ022016

899,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: Toshiba

Modell : PVG-720S

Applikation: Schilddrüse,...

Linear 5.0 - 8.0 MHz

Für . Capasse , Justvision 200, Justvision 400 und andere Modelle ,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: Toshiba



Modell : PVG-720S

Applikation: Schilddrüse,...

Linear 5.0 - 8.0 MHz

Für . Capasse , Justvision 200, Justvision 400 und andere Modelle ,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

