



## TOSHIBA PVQ-375A ULTRASOUND TRANSDUCER

**SKU:** BE112017

**999,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Toshiba PVQ-375A 50mm Convex Abdominal  
Ultrasound Transducer

Frequency: 3.0-6.0 MHz

Compatible system: Famio 8.

Application: Abdominal

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Toshiba PVQ-375A 50mm Convex Abdominal Ultrasound Transducer

Frequency: 3.0-6.0 MHz

Compatible system: Famio 8.



Application: Abdominal

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

