



## TOSHIBA PVT-575MV PVT 575 MV SONDE 3D - 4D SONDE

**SKU:** Y022024-K

**1.666,00 € 1.200,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

**Lagerort:** Hamburg



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- 3D/4D Curved Array
- Applikationen: Geburtshilfe, Gynäkologie
- Frequenzband 3.0 bis 7.0 MHz.
- Kompatibel mit : Toshiba Xario (SSA-660A), Toshiba Xario XG (SSA-680A, ...

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem  
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand  
innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät  
natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

**Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

