



## TOSHIBA XARIO 200 - TUS-X200 + 11C3 + 8CV2 + 18L7 - GYMASCHINE DOM 2015

SKU: DP082025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Toshiba XARIO 200 - TUS-X200** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das speziell für den gynäkologischen Einsatz konzipiert wurde. Dieses Gerät bietet eine herausragende Bildqualität, kombiniert mit vielfältigen Funktionen, die eine präzise Diagnostik und Therapieplanung ermöglichen. Die hier angebotene Konfiguration umfasst die Schallköpfe **11C3**, **8CV2** und **18L7**, wodurch ein breites Spektrum an gynäkologischen Untersuchungen abgedeckt wird.

### Produktmerkmale und Ausstattung:

- **Modell:** Toshiba XARIO 200 (TUS-X200)
- **Schallköpfe:**
  - **11C3:** Konvexer Schallkopf für abdominale Untersuchungen mit hoher Eindringtiefe
  - **8CV2:** Spezieller transvaginaler Schallkopf für detaillierte gynäkologische Bildgebung
  - **18L7:** Linearer Schallkopf für hochauflösende Oberflächenbilder und kleine Strukturen
- **Bildgebungstechnologie:** Fortschrittliche digitale Signalverarbeitung für klare, artefaktarme Bilder
- **Darstellung:** Hochauflösender LCD-Monitor für kontrastreiche und scharfe Bildwiedergabe
- **Bedienkomfort:** Intuitive Benutzeroberfläche mit anpassbaren Presets für schnelle und effiziente Untersuchungen
- **Mobilität:** Kompaktes und ergonomisches Design, ideal für den Einsatz in unterschiedlichen klinischen Umgebungen
- **Schnittstellen:** Vielfältige Anschlussmöglichkeiten zur Integration in bestehende IT-Infrastrukturen

### Anwendungsgebiete:



- Gynäkologische Diagnostik, einschließlich Beurteilung der Gebärmutter, Ovarien und Endometrium
- Fruchtbarkeitsbeurteilung und -monitoring
- Früherkennung von pathologischen Veränderungen und Tumoren
- Schwangerschaftsüberwachung im ersten Trimester
- Interventionelle Verfahren durch präzise Bildgebung

**Zustand und Herkunft:**

Dieses Angebot umfasst eine gebrauchte **Gynmaschine mit DOM 2015**, welche regelmäßig gewartet und fachmännisch geprüft wurde. Das Gerät entspricht den hohen Qualitätsstandards von Toshiba und ist sofort einsatzbereit.

Mit dem Toshiba XARIO 200 - TUS-X200 erhalten Sie ein leistungsfähiges Ultraschallsystem, das durch seine Vielseitigkeit und Bildqualität besticht und optimal auf die Anforderungen in der gynäkologischen Praxis abgestimmt ist.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

