



[TOTOKU MDL1809A LCD MONITOR](#)

SKU: AZ092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **TOTOKU MDL1809A LCD Monitor** ist speziell für den Einsatz im medizinischen Bereich konzipiert und erfüllt höchste Anforderungen an Bildqualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit modernster LCD-Technologie bietet dieser Monitor eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und gestochen scharfe Details, die für die präzise Diagnose und Behandlung unerlässlich sind.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösendes Display:** Der MDL1809A verfügt über eine Auflösung von 1280 x 1024 Pixel, die eine klare und präzise Darstellung medizinischer Bilder, wie Röntgen-, CT- und MRT-Aufnahmen, ermöglicht.
- **Kontrast- und Helligkeitsoptimierung:** Mit einem hohen Kontrastverhältnis und einer optimierten Helligkeit sorgt der Monitor für eine hervorragende Bildqualität, selbst in Umgebungen mit wechselnden Lichtverhältnissen.
- **Breiter Betrachtungswinkel:** Der Monitor bietet einen weiten Blickwinkel, sodass mehrere Anwender gleichzeitig ohne Qualitätsverlust auf das Bild zugreifen können – ideal für Teamkonsultationen und Schulungen.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und robuste Gehäuse ist für den Dauereinsatz in medizinischen



Einrichtungen ausgelegt und lässt sich leicht in vorhandene Arbeitsplätze integrieren.

- **Medizinische Zertifizierung:** Der TOTOKU MDL1809A erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und Sicherheitsstandards, darunter IEC 60601-1, was seine Eignung für den klinischen Einsatz garantiert.
- **Einfache Anschlussmöglichkeiten:** Mehrere Schnittstellen, einschließlich DVI und VGA, ermöglichen eine flexible Anbindung an unterschiedliche medizinische Bildgebungssysteme.

Anwendungsbereiche: Der TOTOKU MDL1809A ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Radiologie und bildgebende Diagnostik
- Chirurgische Planung und intraoperative Visualisierung
- Zahnmedizinische Diagnostik
- Krankenhaus- und Klinikarbeitsplätze
- Telemedizinische Anwendungen

Mit dem TOTOKU MDL1809A LCD Monitor erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges und präzises Werkzeug, das die Qualität der Patientenversorgung unterstützt und verbessert. Seine Kombination aus technischer Exzellenz und medizinischer Zertifizierung macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle klinische Umgebungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

