



[TRUMPF EXTENSIONSEINHEIT 157433 + 1593158](#)

SKU: HC052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Trumpf Extensionseinheit 157433 + 1593158** stellt eine hochqualitative Erweiterungslösung dar, die speziell für den Einsatz in medizinischen und klinischen Umgebungen konzipiert wurde. Diese Extensionseinheit dient zur zuverlässigen und sicheren Verlängerung von medizinischen Geräten und Instrumenten, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungsszenarien ermöglicht wird.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Materialqualität:** Gefertigt aus biokompatiblen und sterilisierbaren Materialien, die den hohen Anforderungen im medizinischen Bereich entsprechen.
- **Kompatibilität:** Optimal abgestimmt auf Trumpf-Systeme, garantiert die Einheit eine passgenaue Verbindung und einfache Integration in bestehende Geräte.
- **Ergonomisches Design:** Die kompakte und handliche Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung und minimiert den Platzbedarf während des Einsatzes.
- **Sicherheit:** Entwickelt zur Minimierung von Infektionsrisiken durch einfache Reinigung und Desinfektion sowie zuverlässige Dichtigkeit.
- **Zuverlässigkeit:** Langlebige Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen.

Anwendungsbereiche:

- Verlängerung von chirurgischen Instrumenten in minimal-invasiven Eingriffen
- Anpassung von medizintechnischen Geräten an individuelle Patientenbedürfnisse
- Flexibilisierung von Verbindungsstrecken bei der Geräteintegration



- Erhöhung der Reichweite bei der Nutzung von medizintechnischem Equipment

Die **Trumpf Extensionseinheit 157433 + 1593158** ist ein unverzichtbares Zubehör, das durch seine robuste Bauweise und hohe Funktionalität überzeugt. Durch die präzise Fertigung und innovative Materialwahl unterstützt sie medizinisches Fachpersonal dabei, Eingriffe effizienter und sicherer durchzuführen.

Technische Spezifikationen:

- Material: Hochwertiger, sterilisierbarer Kunststoff/Metallkombination
- Länge: Entsprechend den Trumpf-Standards angepasst
- Verbindungsmechanismus: Schnelle und sichere Kupplung
- Reinigung: Autoklavierbar und chemisch desinfizierbar

Mit der Trumpf Extensionseinheit gewährleisten Sie eine professionelle Erweiterung Ihrer medizintechnischen Ausstattung, die sowohl in puncto Sicherheit als auch Funktionalität höchsten Ansprüchen gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

