



## [TRUMPF JUPITER SHUTTLE 3.5 OP-TISCH](#)

SKU: C112025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Op Tisch & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **TRUMPF Jupiter Shuttle 3.5 OP-Tisch** ist ein hochmodernes, multifunktionales Operationssystem, das speziell für anspruchsvolle chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Er überzeugt durch seine herausragende Stabilität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, wodurch er sich ideal für unterschiedliche Fachbereiche wie Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie und viele weitere eignet.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hohe Traglast:** Der OP-Tisch ist für eine maximale Belastung von bis zu 250 kg ausgelegt, was eine sichere Positionierung auch bei schwereren Patienten gewährleistet.
- **Modulares System:** Die vielseitigen Aufbaumöglichkeiten und Zubehörteile ermöglichen eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Operationsanforderungen.
- **Präzise Verstellmöglichkeiten:** Mit motorisch angetriebenen Funktionen wie Höhenverstellung, Neigung, Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Positionierung sowie lateraler Kippung kann der OP-Tisch exakt auf die Bedürfnisse des Operateurs und des Patienten eingestellt werden.
- **Ergonomisches Design:** Das durchdachte Design unterstützt eine optimale Lagerung des Patienten und erleichtert den Zugang zum Operationsfeld, was die Effizienz im OP deutlich steigert.
- **Röntgendurchlässige Tischplatten:** Die Tischplatten sind radioluzent gestaltet, sodass intraoperative Bildgebung ohne Umlagern des Patienten möglich ist.
- **Robuste Konstruktion:** Hochwertige Materialien und eine stabile Bauweise gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Klinikalltag.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente, sowohl über Handbedienung als auch über Fußsteuerung, sorgen für eine komfortable und sichere Handhabung.

### Technische Daten im Überblick:



- Maximale Belastung: 250 kg
- Höhenverstellung: ca. 55 cm bis 100 cm
- Neigungsverstellung:  $\pm 90^\circ$
- Trendelenburg/Anti-Trendelenburg:  $\pm 30^\circ$
- Laterale Kippung:  $\pm 20^\circ$
- Radioluzente Tischplatten aus Carbonfaser
- Modulares Zubehörprogramm für Speziallagerungen

Der **TRUMPF Jupiter Shuttle 3.5 OP-Tisch** ist somit eine zuverlässige und vielseitige Lösung für moderne Operationssäle, die höchste Anforderungen an Sicherheit, Komfort und Funktionalität stellt. Er unterstützt Chirurgen dabei, optimale Ergebnisse zu erzielen und den Patienten bestmöglich zu versorgen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

