



[TRUMPF MEDICAL 4544119 REMOTE CONTROL CABLE FOR JUPITER](#)

SKU: AM112025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **TRUMPF MEDICAL 4544119 Remote Control Cable** ist ein hochwertiges Verbindungskabel, speziell entwickelt für den Einsatz mit dem **JUPITER**-System von TRUMPF MEDICAL. Dieses Kabel gewährleistet eine zuverlässige und stabile Fernsteuerung, die für die präzise Steuerung medizinischer Geräte unerlässlich ist.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für das JUPITER-System, garantiert das Kabel eine perfekte Passform und optimale Funktionalität.
- **Zuverlässige Signalübertragung:** Das Kabel ermöglicht eine störungsfreie und schnelle Übertragung von Steuerbefehlen, was in medizinischen Anwendungen höchste Sicherheit und Präzision sicherstellt.
- **Robuste Bauweise:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist das Kabel beständig gegenüber mechanischem Verschleiß und Beanspruchung im klinischen Alltag.
- **Einfache Handhabung:** Die ergonomische Konstruktion erleichtert das Anschließen und Trennen, was den Arbeitsablauf in medizinischen Einrichtungen verbessert.
- **Lange Lebensdauer:** Durch die sorgfältige Verarbeitung und die Verwendung von langlebigen Komponenten bietet das Kabel eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Einsatzdauer.



Anwendungsbereiche:

Das TRUMPF MEDICAL 4544119 Remote Control Cable ist ideal geeignet für den Einsatz in verschiedenen medizinischen Einrichtungen, darunter:

- Operationssäle
- Endoskopiezentren
- Diagnostische Abteilungen
- Reparatur- und Wartungsdienste für medizinische Geräte

Technische Spezifikationen:

- Kabeltyp: Fernsteuerungskabel
- Kompatibilität: TRUMPF MEDICAL JUPITER-System
- Material: Hochwertige, medizinisch geeignete und langlebige Materialien
- Länge: Entsprechend den Vorgaben des Herstellers (bitte technische Datenblätter für genaue Maße einsehen)

Durch die Verwendung des **TRUMPF MEDICAL 4544119 Remote Control Cable** sichern Sie eine optimale Steuerung Ihres JUPITER-Systems und tragen somit maßgeblich zu einem reibungslosen und sicheren Ablauf in der medizinischen Anwendung bei. Dieses Kabel ist ein unverzichtbares Zubehör für Fachpersonal, das höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit stellt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

