



[TRUMPF MEDICAL 4544120 OP-TISCH-FERNBEDIENUNG](#)

SKU: AH112025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Tisch & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **TRUMPF MEDICAL 4544120 OP-Tisch-Fernbedienung** ist ein hochwertiges Zubehörteil, speziell entwickelt für die präzise und zuverlässige Steuerung von OP-Tischen in medizinischen Einrichtungen. Dieses Bediengerät ermöglicht Chirurgen und OP-Personal eine intuitive und flexible Anpassung der Tischposition während chirurgischer Eingriffe, was zu einer optimierten Patientenlagerung und erhöhtem Bedienkomfort beiträgt.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und ist so konzipiert, dass sie auch bei längeren Eingriffen komfortabel bedient werden kann.
- **Präzise Steuerung:** Mit mehreren klar gekennzeichneten Tasten lassen sich alle relevanten Tischbewegungen wie Höhenverstellung, Neigung und Trendelenburg-Positionen exakt und stufenlos einstellen.
- **Robuste Bauweise:** Gehäuse und Tasten sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die den Anforderungen des OP-Alltags, einschließlich Sterilisation und Desinfektion, standhalten.
- **Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf TRUMPF MEDICAL OP-Tische, gewährleistet die Fernbedienung eine optimale Integration und zuverlässige Funktionalität.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Die intuitive Bedienoberfläche ermöglicht eine schnelle Einarbeitung des Personals



und reduziert Bedienfehler.

Die TRUMPF MEDICAL 4544120 OP-Tisch-Fernbedienung unterstützt somit eine sichere und effiziente Patientenpositionierung, die für den Erfolg operativer Maßnahmen entscheidend ist. Durch die Kombination aus präziser Technik und robustem Design ist sie ein unverzichtbares Hilfsmittel für moderne Operationsäle.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

