



[TRUMPF MEDICAL 4544120 REMOTE FERNBEDIENUNG](#)

SKU: BN102025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Trumpf Medical 4544120 Remote Fernbedienung ermöglicht eine präzise und komfortable Steuerung medizinischer Geräte aus der Ferne. Das ergonomische Design gewährleistet einfache Handhabung und zuverlässige Funktionalität im klinischen Alltag.



Categories: [Steuerungsgerät/Fernbedienung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Trumpf Medical 4544120 Remote Fernbedienung** ist ein hochmodernes Steuerungsgerät, speziell entwickelt für den flexiblen und sicheren Einsatz in medizinischen Umgebungen. Sie ermöglicht die komfortable Fernbedienung von Trumpf Medical Systemen, wodurch eine effiziente und präzise Bedienung gewährleistet wird, ohne dass der Anwender direkt am Hauptgerät positioniert sein muss.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Die Fernbedienung liegt dank ihrer durchdachten Formgebung gut in der Hand und eignet sich ideal für den Dauereinsatz im klinischen Umfeld.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, ist die Remote Fernbedienung resistent gegen häufige Beanspruchungen, Reinigungsprozesse und Desinfektionsmittel, die in medizinischen Einrichtungen verwendet werden.
- **Intuitive Bedienung:** Alle Funktionen sind übersichtlich angeordnet und ermöglichen eine schnelle, intuitive Steuerung der angeschlossenen Trumpf Medical Geräte.
- **Präzise Steuerung:** Die Fernbedienung unterstützt eine exakte Einstellung und Anpassung der



Systemparameter, was die Behandlungsqualität und Patientensicherheit erhöht.

- **Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf die Trumpf Medical Produktpalette, gewährleistet die Remote Fernbedienung eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität.
- **Flexibilität:** Ermöglicht es dem medizinischen Fachpersonal, systemrelevante Einstellungen auch aus Entfernung vorzunehmen, was die Arbeitsabläufe effizienter gestaltet und die Ergonomie am Arbeitsplatz verbessert.

Anwendungsgebiete:

Die Trumpf Medical 4544120 Remote Fernbedienung ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Operationssälen
- Diagnostischen Einrichtungen
- Behandlungsräumen
- Interventionellen Radiologie
- Qualitätskontrollen und Wartungen der Trumpf Medical Geräte

Technische Spezifikationen:

- Modellnummer: 4544120
- Hersteller: Trumpf Medical
- Benutzerfreundliche Schnittstelle
- Robustes Gehäuse mit Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Optimale Reichweite für Fernsteuerung
- Elektrische Sicherheitsstandards gemäß medizinischer Normen

Zusammenfassend bietet die **Trumpf Medical 4544120 Remote Fernbedienung** eine zuverlässige, sichere und komfortable Lösung zur Steuerung medizinischer Systeme. Sie unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Behandlungsprozesse effizienter zu gestalten und die Patientensicherheit zu erhöhen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

