



## TUTTNAUER 2540P , AUTOKLAV, STERILISATOR

SKU: 09-052013-OQ

zzgl. [Versandkosten](#)

Inkl. Traygestell und 01 Sterilisationbox mit Deckel

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#)  
[und Zahnheilkunde](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller . Tuttnauer

Model 2540 EPV

Behälter 2.3 L

Höchster Druck . 2.3Bar / Test Druck 3.8Bar

Bj.1995

Inkl. Traygestell und 01 Sterilisationsbox mit Deckel

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

