



**ULTRASCHALLGERÄT FARBDOPPLER GE /
SONOTRON VINGMED CFM 700 INKL 02
SONDEN**

SKU: L042013

zzgl. [Versandkosten](#)

Inkl. 3MHZ Sektor Sonde und 2MHz TE 100020
Sonde

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

gepflegt

1 x 3MHz Sektor Sonde TJ100110 A

1 X VINGMED 2MHz TE 100020

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen §25

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

