



ULTRASCHALLGERÄT GE LOGIQ 400 PRO MIT EKG MODUL UND SONDEN IHRER WAHL

SKU: D022014

zzgl. [Versandkosten](#)

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

**GE CONVEX 2.5- 5.0 MHZ C364 ABDOMEN KONVEX
SONDE**

GE C551 KONVEX 3.5 - 7 MHZ ABDOMAN

E721 VAGINAL SONDE

L764 LINEAR SONDE

739L LINEAR SONDE

S222 SEKTOR KARDIO SONDE

S611 KARDIO SONDE 3.5 - 7 MHZ

ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE

MWST. WIRD GESONDERT AUSGEWIESEN

**VOLLFUNKTIONSFÄHIG
IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND
ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG**

WWW.MTC-HAMBURG.COM

INFO@MTC-HAMBURG.COM

MOBILE. 0049 176 205 800 86

TEL / HOMEZONE 0049 40 18 20 79 03

TEL / BÜRO 0049 40 3 61 61 - 256

FAX. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

GE CONVEX 2.5- 5.0 MHZ C364 ABDOMEN KONVEX SONDE

GE C551 KONVEX 3.5 - 7 MHZ ABDOMAN

E721 VAGINAL SONDE

L764 LINEAR SONDE

739L LINEAR SONDE

S222 SEKTOR KARDIO SONDE

S611 KARDIO SONDE 3.5 - 7 MHZ

ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE

MWST. WIRD GESONDERT AUSGEWIESEN

VOLLFUNKTIONSFÄHIG

IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND

ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG

WWW.MTC-HAMBURG.COM

INFO@MTC-HAMBURG.COM

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

FAX.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

