



**ULTRASCHALLGERÄT KONTRON VETSON
DOPPLER MIT FARBE FÜR VETERINÄR MIT 3
SONDEN / PROBE UND DRUCKER**

SKU: P062012

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

VESTON ist nur für veterinärmedizin bestimmt

Bj 2001

Version G5.13

nur 390 Betriebsstunden gelaufen

Das Gerät ist ausschliesslich zur Ultraschallanzeige von inneren Organen für medizinische diagnostische Zwecke verwendet

Das Gerät hat folgende Funktionen : 2D / TM / PW / CW und CFM

Mit Veston sind gemischte Modi (zwei Bildgeber Modi zur selben Zeit) nicht möglich

mit dem Gerät werden insgesamt 3 Sonden / Probe und einen Printer (Sony UP-701) ANGEBOTEN



- 1 Sonde : 6.5 Mhz Konvex (
- 2 Sonde : 5 GP Ringsektorsonde (Trächtigkeit , Uterus/Ovarium, Kardiologie, Abdomen)
- 3 Sonde : 7.5 Mhz (7.5MHz LV, Perivaskulär, Weichteile, Sehnen)

Vollfunktionsfähig

Im guten bis sehr guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

