



ULTRASCHALLGERÄT MINDRAY DP-3300 S/W MIT 1 VAGINALSONDE

SKU: B032012

zzgl. [Versandkosten](#)

Ultraschallgerät Mindray DP-3300 s/w mit 1
Vaginalsonde

Vollfunktionsfähig & Neuwertig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

MINDRAY DP-3300 s/w

- o info@mtc-hamburg.com

Tel. +49 40 18 20 79 03

Mobile +49 176 205 800 86

Fax: +49 40 65 86 33 64

Hochauflösender 10“ Zoll Monitor

- o **2 Sondenanschluß**



- **128 Bilder CINE-Loop**
- **256 Graustufen**
- **Speicher für 90 Bilder**
- **Zoom in Echtzeit und im Freeze-Modus**
- **Hervorragende Bildqualität**
- **2 x USB-Anschluss**
- **Vordefinierte Messprogramme für die Bereiche Abd, Gyn, OB, Orthopädie**
- **Abmessungen 270 x 306 x 385 mm**
- **Gewicht ca. 10 kg**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

