



**ULTRASCHALLGERÄT MINDRAY DP-6600**  
**S/W INCL. 2 SONDE UND DICOM 3.0**  
**SOFTWARE**

**SKU:** B122012

zzgl. [Versandkosten](#)

Neuwertig  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Funktionen

- . Mehrzweckgerät: Abdomen, Urologie, GYN, GH, kleine Körperteile, Pädiatrie, Kardiologie, Orthopädie
- . Digitaler Strahlformer
- . Zwei Schallkopfanschlüsse
- . Mehrsprachige Funktion: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch und Chinesisch
- . Mehrfrequenz-Schallkopf-Serie



- . Max. Frequenz bis zu 10 MHz
- . TSI (gewebespezifische Bildgebung)
- . 10-Zoll-Monitor non-interlaced

### **Standardkonfigurationen**

- . DP-6600 Haupteinheit
- . 10-Zoll-Monitor non-interlaced
- . Zwei Schallkopfanschlüsse
- . Mehrsprachige Funktion
- . 256-Bilder-Cineschleife
- . Integrierter 90-Bilder-Speicher
- . Zwei USB-Anschlüsse
- . Messungs- und Berechnungssoftwarepakete

geliefert wird das Gerät mit :

- \* Software DICOM 3.0
- \* Konvexsonde 35C50EA Konvex Anwendungen: Abdomen, GYN, GH, Urologie
- \*65C15EAV Mikrokonvex Anwendungen: Pädiatrie ( FÜR VETERINÄRE )

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im sehr guten gebrachten Zustand ( neuwertig )

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

