



UNIPHY PHYACTION 787 ELEKTROTHERAPIEGERÄT PHYSIOTHERAPIE

SKU: AZ012026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Physotherapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Uniphy Phyaaction 787** ist ein fortschrittliches Elektrotherapiegerät, das für den professionellen Einsatz in der Physiotherapie konzipiert wurde. Es **kombiniert Nieder- und Mittelfrequenzströme mit einem integrierten, geräuscharmen Vakuumsystem für eine vielseitige Schmerz- und Muskeltherapie.**

Technische Merkmale & Funktionen

Das Gerät bietet ein breites Spektrum an Therapieoptionen, die über ein oder zwei Kanäle appliziert werden können.

- **Stromformen:** Unterstützung von nieder- und mittelfrequenten Strömen sowie diadynamischen Strömen und biphasischen Stromformen.
- **Vakuumeinheit:** Das Gerät verfügt über ein integriertes Vakuumsystem zum einfachen Anlegen von Vakuumelektroden.
- **Bedienung:** Ausgestattet mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm und einem Regler zur präzisen Intensitätseinstellung.
- **Speicher:** Bietet eine spezielle Speicherfunktion, mit der bis zu 250 verschiedene Parametersätze gespeichert, aufgerufen oder geändert werden können.

Einsatzgebiete in der Physiotherapie

Das Phyaaction 787 wird primär für folgende therapeutische Ziele eingesetzt:

- **Schmerzreduktion:** Behandlung akuter oder chronischer Schmerzzustände.
- **Muskelstimulation:** Aktivierung der Muskulatur bei Atrophie oder zur Kräftigung.
- **Gewebebehandlung:** Förderung des Abbaus von Schwellungen und Erwärmung des Gewebes.
- **Nervenreizung:** Gezielte Reizung von Nervenstrukturen zur Funktionsverbesserung.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

