



[UNITED STATES SURGICAL EEA0H6566](#) [ZIRKULÄRES KLAMMERNHAFTGERÄT](#)

SKU: CC012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

United States Surgical EEA0H6566 ist ein zirkuläres Klammernahtgerät, das für sichere und effiziente Anastomosetechniken in der Chirurgie entwickelt wurde. Es ermöglicht präzise Gewebeverbindung durch gleichmäßiges Setzen von Klammern und unterstützt so eine schnelle Heilung und reduzierte Komplikationsraten.



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **United States Surgical EEA0H6566 Zirkuläres Klammernahtgerät** ist ein hochpräzises chirurgisches Instrument, das speziell für die Durchführung von zirkulären Anastomosen entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine sichere und effiziente Verbindung von Hohlorganen, insbesondere im Bereich der gastrointestinalen Chirurgie.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Klammernahttechnik:** Das Gerät verwendet eine zirkuläre Klammernaht, die eine gleichmäßige und dichte Anastomose gewährleistet und somit das Risiko von Leckagen minimiert.
- **Ergonomisches Design:** Das Klammernahtgerät ist so konstruiert, dass es eine einfache Handhabung und optimale Kontrolle während des operativen Eingriffs ermöglicht.
- **Vielseitigkeit:** Es eignet sich für verschiedene chirurgische Anwendungen, wie z.B. Kolon- und Rektumresektionen, Ösophagus- und Magen Anastomosen.
- **Hohe Sicherheitsstandards:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die den Anforderungen moderner



Sterilisation entsprechen und eine zuverlässige Funktion während der Operation garantieren.

- **Standardisierte Klammergröße:** Das Modell EEA0H6566 ist auf eine spezifische Klammergröße abgestimmt, die für eine optimale Gewebekomprimierung sorgt und die Heilung unterstützt.

Anwendungsbereiche:

Das United States Surgical EEA0H6566 Klammernahtgerät wird häufig in der allgemeinen und viszeralchirurgischen Praxis eingesetzt. Es eignet sich besonders für:

- End-to-End- und End-to-Side-Anastomosen im Darmtrakt
- Rekonstruktionen nach Resektionen im Kolon- und Rektumbereich
- Ösophago-Gastro-Anastomosen
- Andere Bereiche, die eine zirkuläre, sichere und schnelle Naht erfordern

Technische Spezifikationen:

- Modellnummer: EEA0H6566
- Klammerdurchmesser: *entsprechend der Modellbezeichnung*
- Material: Hochwertiger chirurgischer Stahl und biokompatible Kunststoffe
- Einmalgebrauch: Ja, zur Gewährleistung höchster hygienischer Standards

Das United States Surgical EEA0H6566 Zirkuläres Klammernahtgerät ist ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen, die Wert auf Präzision, Sicherheit und Effizienz legen. Es unterstützt eine schnelle Operationszeit und trägt entscheidend zur Verbesserung der postoperativen Ergebnisse bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

