



UROFLOWMETER ANDROMEDA ELLIPSE E41 003 E41003 URODYNAMIK

SKU: CJ042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Uroflowmeter Andromeda Ellipse E41 003 ist ein präzises Gerät zur Messung des Harnflusses im Rahmen urodynamischer Untersuchungen. Es ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Erfassung von Flussrate und Volumen zur Unterstützung der Diagnostik bei Harnwegsfunktionsstörungen.



Categories: [Gynäkologie und Urologie](#), [Gynäkologie und Urologie](#), [Gynäkologie und Urologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Uroflowmeter Andromeda Ellipse E41 003 (E41003)** ist ein hochmodernes medizinisches Diagnosegerät, das speziell für die präzise Messung der Harnflussrate entwickelt wurde. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der **Urodynamik** und ermöglicht eine detaillierte Analyse der Blasenfunktion sowie der Harnröhrenpassage.

Das Gerät zeichnet sich durch seine hohe Messgenauigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Es erfasst die Flussrate des Harns in Echtzeit und erstellt eine grafische Darstellung des Harnflussverlaufs. Diese Informationen sind entscheidend für die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen wie Blasenentleerungsstörungen, Harnverhalt, Prostatahyperplasie oder neurogenen Blasenfunktionsstörungen.

Wesentliche Merkmale des Andromeda Ellipse E41 003 Uroflowmeters:

- **Präzise Messung:** Hochauflösende Sensoren erfassen die Harnflussrate mit hoher Genauigkeit.
- **Echtzeit-Datenvisualisierung:** Die Software stellt den Harnfluss grafisch dar, um eine einfache Interpretation zu ermöglichen.



- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Bedienung erleichtert den Ablauf für medizinisches Fachpersonal.
- **Automatische Berechnung wichtiger Parameter:** Dazu gehören maximale Flussrate (Q_{max}), durchschnittliche Flussrate (Q_{avg}), Urinvolumen und Flusszeit.
- **Kompatibilität mit Urodynamik-Systemen:** Integrierbar in umfassende urodynamische Untersuchungen für eine ganzheitliche Diagnostik.
- **Hygienisches Design:** Leicht zu reinigende Komponenten und Einweg-Trichter gewährleisten hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards.
- **Speicher- und Exportfunktionen:** Die Messergebnisse können gespeichert und für eine weitere Analyse exportiert werden.

Das Andromeda Ellipse E41 003 ist ideal geeignet für den Einsatz in urologischen Praxen, Kliniken und diagnostischen Zentren. Es unterstützt Ärzte dabei, individuelle Therapieentscheidungen zu treffen und den Verlauf von urologischen Erkrankungen effektiv zu überwachen.

Technische Daten im Überblick:

- Messbereich: 0 – 100 ml/s
- Anzeige: Farb-LCD-Display
- Datenübertragung: USB-Schnittstelle
- Stromversorgung: Netzbetrieb
- Abmessungen: kompakt und platzsparend

Mit dem **Uroflowmeter Andromeda Ellipse E41 003** erhalten Sie ein zuverlässiges, präzises und anwenderfreundliches Instrument zur urodynamischen Diagnostik, das höchste Ansprüche an Qualität und Funktionalität erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

