



[VALLEYLAB E2515 SURGICAL ELECTROSURGICAL PENCIL](#)

SKU: AM042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Valleylab E2515 Surgical Electrosurgical Pencil bietet präzise und sichere Stromzufuhr für chirurgische Anwendungen, unterstützt durch ergonomisches Design und zuverlässige Steuerung. Dieses hochwertige Elektrochirurgie-Handstück gewährleistet optimale Kontrolle bei verschiedenen Schnitt- und Koagulationsverfahren.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Valleylab E2515 Surgical Electrosurgical Pencil** ist ein hochwertiges, ergonomisch gestaltetes Instrument, das speziell für den Einsatz in der Elektrochirurgie entwickelt wurde. Dieses elektrochirurgische Skalpell ermöglicht präzise, sichere und effiziente Schnitte sowie Koagulationen während chirurgischer Eingriffe.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Der E2515 zeichnet sich durch eine komfortable Handhabung aus, die Ermüdung während längerer Operationen minimiert und eine präzise Steuerung gewährleistet.
- **Kompatibilität:** Der Pencil ist kompatibel mit einer Vielzahl von Valleylab Elektrochirurgiegeräten und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende OP-Setups.
- **Bedienung:** Ausgestattet mit intuitiven Bedienelementen, darunter ein robustes, leicht bedienbares Schneide- und Koagulationstasten-Interface, das eine schnelle Umschaltung zwischen den Modi erlaubt.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus biokompatiblen und langlebigen Materialien, die eine einfache Sterilisation und Wiederverwendung ermöglichen.

- **Sicherheit:** Der Valleylab E2515 verfügt über integrierte Sicherheitsmechanismen, die das Risiko von Verbrennungen und unbeabsichtigten Schnitten reduzieren.

Anwendungsbereiche:

Der Surgical Electrosurgical Pencil E2515 ist ideal geeignet für verschiedenste chirurgische Fachrichtungen, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- HNO-Chirurgie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie

Technische Spezifikationen:

- Modellnummer: E2515
- Länge: ca. 22 cm
- Gewicht: leicht und handlich
- Anschluss: Standardstecker kompatibel mit Valleylab Generatoren
- Material: Hochwertiger Kunststoff und medizinischer Edelstahl

Dank der Kombination aus präziser Funktionalität, einfacher Handhabung und hoher Sicherheit ist der **Valleylab E2515 Surgical Electrosurgical Pencil** ein unverzichtbares Werkzeug für chirurgische Teams, die Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

