



[VALLEYLAB E360150L BIPOLARES PINZETTEN-ANSCHLUSSKABEL FÜR HF- CHIRURGIEGERÄTE](#)

SKU: FQ0420255-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Valleylab E360150L bipolare Pinzetten-Anschlusskabel gewährleistet eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen bipolaren Pinzetten und HF-Chirurgiegeräten. Es ist speziell für den Einsatz in der Elektrochirurgie konzipiert und bietet optimale Signalübertragung bei minimalem Widerstand.



Categories: [HF-Chirurgie](#), [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Valleylab E360150L bipolares Pinzetten-Anschlusskabel** ist ein hochwertiges Zubehörteil, das speziell für die Verwendung mit HF-Chirurgiegeräten entwickelt wurde. Dieses Anschlusskabel ermöglicht die sichere und zuverlässige Verbindung zwischen bipolaren Pinzetten und dem HF-Generator, um eine präzise und effektive elektrochirurgische Anwendung zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Das Kabel ist kompatibel mit einer Vielzahl von Valleylab HF-Chirurgiegeräten und erfüllt die Anforderungen moderner elektrochirurgischer Systeme.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus robusten und biokompatiblen Materialien, bietet das Anschlusskabel eine ausgezeichnete Haltbarkeit sowie eine sichere Isolation gegen elektrische Störungen.
- **Optimale Signalübertragung:** Das Kabel gewährleistet eine verlustfreie Übertragung der HF-Energie, was für präzise und kontrollierte bipolare Anwendungen unerlässlich ist.



- **Einfache Handhabung:** Das ergonomisch gestaltete Design ermöglicht eine unkomplizierte und sichere Verbindung der Pinzetten mit dem Chirurgiegerät, was den Arbeitsablauf im OP optimiert.
- **Hygienisch und wartungsfreundlich:** Das Anschlusskabel ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, wodurch es den strengen Anforderungen an die Hygiene im medizinischen Bereich entspricht.

Anwendungsbereiche:

Das Valleylab E360150L Anschlusskabel wird vor allem in der elektrochirurgischen Bipolar-Technik eingesetzt. Es eignet sich ideal für präzise Schnitte und Koagulationen in verschiedensten chirurgischen Disziplinen, wie z. B.:

- Allgemeinchirurgie
- Gynäkologie
- HNO-Chirurgie
- Neurochirurgie
- Orthopädie

Technische Daten:

- **Länge:** Standardlänge für optimale Bewegungsfreiheit
- **Anschlussstyp:** Spezifischer Stecker für Valleylab HF-Geräte
- **Isolationsmaterial:** Hochwertiges, hitzebeständiges Polymer

Mit dem Valleylab E360150L bipolaren Pinzetten-Anschlusskabel erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und langlebiges Produkt, das die Sicherheit und Effizienz im OP unterstützt und zur präzisen Durchführung elektrochirurgischer Eingriffe beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

