



VALLEYLAB LIGASURE 8 GEFÄSSVERSIEGELUNGSSYSTEM MIT FUSSPEDAL

SKU: CB102023-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Bj. 2005

Bipol. 95 Watt / 100 Ohm

Seal 150 Watt / 100 Ohm

470 KHz Int 10S / 30S

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bj. 2004

Bipol. 95 Watt / 100 Ohm

Seal 150 Watt / 100 Ohm

470 KHz Int 10S / 30S

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 12 kg

