



## VALLEYLAB LIGASURE LS10 LS 10 GEFÄSSVERSIEGELUNGSGENERATOR+ZUBE HÖR

SKU: GR092025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Valleylab LigaSure LS10 Gefäßversiegelungsgenerator** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die präzise und sichere Gefäßversiegelung in der Chirurgie entwickelt wurde. Dieses System ermöglicht Chirurgen eine effiziente Blutstillung durch zuverlässige Versiegelung von Blutgefäßen bis zu einem Durchmesser von 7 mm, was den operativen Ablauf deutlich vereinfacht und das Risiko von Blutungen minimiert.

### Technologische Merkmale:

- **Fortschrittliche Bipolare Radiofrequenztechnologie:** Sorgt für eine kontrollierte Energieabgabe und gleichmäßige Gewebeversiegelung mit minimaler thermischer Schädigung des umliegenden Gewebes.
- **Automatische Energieanpassung:** Der Generator passt die Energiezufuhr kontinuierlich an die Beschaffenheit des Gewebes an, um optimale Versiegelungsergebnisse zu gewährleisten.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Intuitive Bedienoberfläche mit klarer Visualisierung der Einstellungen und Statusanzeigen.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit verschiedenen LigaSure-Handinstrumenten und Zubehörteilen, die eine flexible Anwendung in unterschiedlichen chirurgischen Disziplinen ermöglichen.

### Zubehör:

- Verschiedene Handinstrumente für unterschiedliche chirurgische Anforderungen
- Kabel und Anschlusskomponenten zur sicheren Verbindung
- Bedienungsanleitung und technische Dokumentation
- Optionales Zubehör zur Erweiterung der Funktionalität



### **Anwendungsgebiete:**

Der Valleylab LigaSure LS10 Generator wird in einer Vielzahl von chirurgischen Eingriffen eingesetzt, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Gefäßchirurgie
- Gynäkologie
- Thoraxchirurgie
- Viszeralchirurgie

### **Vorteile des Valleylab LigaSure LS10:**

- Reduzierung von Operationszeiten durch schnelle und sichere Gefäßversiegelung
- Minimierung von Blutverlust und postoperative Komplikationen
- Verbesserte Patientensicherheit dank präziser Energieabgabe
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung während der Operation
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung

Der Valleylab LigaSure LS10 Gefäßversiegelungsgenerator mit Zubehör stellt somit eine zuverlässige und effiziente Lösung für moderne chirurgische Anwendungen dar und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

