



VBM TOURNIQUET 4500 BLUTSPERREGERÄT

SKU: FP022026

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	28 kg
Versand	Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
Zustand	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.



Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

