



## [VENUE GO ULTRASCHALLGERÄT MIT 3 SONDEN 12L, C1-5, 3SC](#)

SKU: FL082025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Venue Go Ultraschallgerät** mit den Sonden 12L, C1-5 und 3Sc bietet vielseitige Bildgebungslösungen für präzise Diagnosen in der Notfall- und Intensivmedizin. Das kompakte System überzeugt durch hohe Bildqualität und einfache Bedienung, um schnelle und zuverlässige Untersuchungen sicherzustellen.



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Venue Go Ultraschallgerät** ist ein hochmodernes, portables Diagnoseinstrument, das speziell für den Einsatz in der Notfallmedizin, Intensivpflege und in der klinischen Diagnostik konzipiert wurde. Es bietet eine herausragende Bildqualität, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und eine intuitive Bedienung, um schnelle und präzise Diagnosen zu ermöglichen.

Dieses Set beinhaltet drei hochwertige Ultraschallsonden:

- **12L Lineare Sonde:** Ideal für die Darstellung oberflächennaher Strukturen, wie Gefäße, Muskeln, Sehnen und kleine Organe. Sie überzeugt durch eine hohe Auflösung und Detailgenauigkeit.
- **C1-5 Konvexe Sonde:** Vielseitig einsetzbar für abdominale Untersuchungen, Gynäkologie und allgemeine innere Medizin. Sie ermöglicht eine tiefere Gewebedarstellung bei gleichzeitig guter Bildqualität.
- **3Sc Sektorsonde:** Speziell geeignet für kardiale Anwendungen und punktgenaue Untersuchungen in engen anatomischen Bereichen. Sie liefert klare Bilder bei hoher Eindringtiefe.



Die wichtigsten Merkmale des Venue Go Ultraschallgeräts im Überblick:

- **Portabilität:** Kompaktes und leichtes Design, ideal für den mobilen Einsatz am Patientenbett oder im Feld.
- **Touchscreen-Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf Funktionen und Bildoptimierungen.
- **Hochauflösende Bildgebung:** Fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien sorgen für scharfe und kontrastreiche Ultraschallbilder.
- **Vielfältige Untersuchungsmodi:** B-Mode, M-Mode, Farb-Doppler, Power-Doppler und Puls-Doppler zur umfassenden Diagnostik.
- **Schnelle Startzeit:** Sofort einsatzbereit, um in Notfallsituationen keine wertvolle Zeit zu verlieren.
- **Robuste Bauweise:** Für den anspruchsvollen klinischen Alltag konzipiert mit langlebigen Materialien.

Das Venue Go Ultraschallgerät mit den drei Sonden 12L, C1-5 und 3Sc bietet eine umfassende Lösung für vielfältige diagnostische Anforderungen. Durch die Kombination aus hoher Bildqualität, vielseitigen Sonden und einfacher Handhabung unterstützt es medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen schnell und effizient zu stellen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

