



[VERATHON BVI 9400 BLASENSCANNER](#)

SKU: DY072025 - BX042026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Urologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **VERATHON BVI 9400 Blasen Scanner** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die präzise und nicht-invasive Messung des Blasenvolumens entwickelt wurde. Dieses innovative System unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, den Harnverhalt und die Blasenentleerung effizient zu überwachen und somit die Patientenversorgung zu optimieren.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Volumenmessung:** Der BVI 9400 verwendet fortschrittliche Ultraschalltechnologie, um das Blasenvolumen schnell und zuverlässig zu bestimmen. Dies ermöglicht eine genaue Beurteilung ohne invasive Katheterisierung.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche mit einem klaren Display, das die Handhabung erleichtert. Die Bedienung ist auch für medizinisches Personal mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau unkompliziert.
- **Schnelle Ergebnisse:** Innerhalb weniger Sekunden liefert der Blasen Scanner genaue Messwerte, was eine zeitnahe klinische Entscheidungsfindung unterstützt.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und leichte Gerät ist einfach zu transportieren und passt in jede klinische Umgebung. Die ergonomische Form verbessert den Komfort bei der Anwendung.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Ideal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, urologischen Praxen und bei der häuslichen Pflege.
- **Hygienische Anwendung:** Der Scanner verwendet Einweg-Sondenabdeckungen, die eine hygienische und sichere Untersuchung gewährleisten.

Technische Spezifikationen:



- Ultraschallfrequenz: Optimiert für präzise Blasenerkennung
- Messbereich: Von kleinen Restharmengen bis zu vollem Blasenvolumen
- Display: Hochauflösendes Farbdisplay zur Darstellung der Messergebnisse
- Speicherkapazität: Speicherung von Messdaten zur Verlaufskontrolle
- Anschlüsse: USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und Dokumentation
- Stromversorgung: Wiederaufladbarer Akku für mobile Anwendungen

Der **VERATHON BVI 9400 Blasenscanner** stellt eine sichere, effiziente und patientenfreundliche Lösung zur Blasenvolumenmessung dar. Durch die Vermeidung unnötiger Katheterisierungen trägt er maßgeblich zur Reduktion von Infektionsrisiken bei und verbessert gleichzeitig die klinische Effizienz. Dieses Gerät ist somit eine unverzichtbare Unterstützung für moderne urologische Diagnostik und Pflege.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

