



[VIASYS CAREFUSION SENSORMEDICS 3100A](#) [3100 A VENTILATOR MIT ZUBEHÖR](#)

SKU: EB042025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der VIASYS CareFusion SensorMedics 3100A ist ein hochfrequenter oszillatorischer Ventilator (HFOV), der speziell für die Behandlung von Atemversagen bei Neugeborenen und Kindern mit einem Gewicht unter 35 kg entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine lungenschonende Beatmung durch die Kombination von kontinuierlichem distendierendem Druck mit kleinen Druck- und Volumenschwankungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

