



**VINGMED ULTRASCHALLSONDE / PROBE**  
**2MHZ TE100020**

**SKU:** L042013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Tel. 0049 40 18 20 79 03

Fax. 0049 40 65 86 33 64

Mobile 0049 176 205 800 86



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Sound Probe -Ultraschallkopf ( Sonde ) 2MHz /  
Für Ultraschallgerät VINGMED CFM700 ; CFM 775, CFM 800

Im sehr gepfegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

MwSt wird nicht gesondert ausgewiesen ( §25 )

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

