



VITALOGRAPH ALPHA MODELL 6000 SPIROMETER LUNGENFUNKTIONSMESSGERÄT

SKU: BS122025

zzgl. [Versandkosten](#)

Vitalograph Alpha Modell 6000 ist ein präzises *Spirometer* zur zuverlässigen Messung der Lungenfunktion, ideal für den Einsatz in Klinik und Praxis. Das Gerät verfügt über eine integrierte Kalibrierpumpe, die eine einfache und genaue Kalibrierung sicherstellt, um konsistente und valide Messergebnisse zu gewährleisten.



Categories: [Spirometer](#), [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Vitalograph ALPHA Modell 6000** ist ein hochmodernes Spirometer, das speziell für die präzise Messung der Lungenfunktion entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine umfassende Diagnostik und Überwachung von Atemwegserkrankungen wie Asthma, COPD und anderen pulmonalen Funktionsstörungen.

Hauptmerkmale des Vitalograph ALPHA Modell 6000:

- **Präzise Messungen:** Das Spirometer liefert exakte Messwerte zur Lungenfunktion, darunter FEV1, FVC, PEF und andere wichtige Parameter.
- **Integrierte Kalibrierpumpe:** Die mitgelieferte Kalibrierpumpe ermöglicht eine einfache und regelmäßige Überprüfung der Messgenauigkeit, was höchste Zuverlässigkeit sicherstellt.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist intuitiv bedienbar und eignet sich sowohl für den Einsatz in Arztpraxen, Kliniken als auch in der Forschung.
- **Robustes Design:** Das kompakte und langlebige Gehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache



Handhabung im klinischen Alltag.

- **Datenmanagement:** Speicherung und Übertragung der Messergebnisse sind problemlos möglich, um eine lückenlose Dokumentation und Analyse zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche:

- Diagnose und Verlaufskontrolle von chronischen Atemwegserkrankungen
- Präoperative Lungenfunktionsprüfung
- Screening bei Risikopatienten
- Forschung und klinische Studien

Das Vitalograph ALPHA Modell 6000 kombiniert **hohe Messgenauigkeit** mit **praktischer Handhabung** und bietet somit eine ideale Lösung für medizinische Fachkräfte, die Wert auf zuverlässige Lungenfunktionsmessungen legen. Die integrierte Kalibrierpumpe unterstützt die regelmäßige Qualitätskontrolle und trägt dazu bei, die Ergebnisse stets auf einem hohen Standard zu halten.

Mit diesem Spirometer erhalten Sie ein leistungsstarkes und vielseitiges Instrument zur umfassenden Beurteilung der Lungenfunktion, das sowohl in der Diagnostik als auch im Monitoring von Atemwegserkrankungen überzeugt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 10 kg



GALLERIE

