



## [VITAPHONE REMOS EKG 300 BT](#)

SKU: AT042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**VITAPHONE REMOS EKG 300 BT** ist ein kompaktes, mobiles EKG-Gerät zur präzisen Erfassung und Übertragung von Elektrokardiogrammen via Bluetooth. Es ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Diagnoseunterstützung in Klinik und Praxis durch benutzerfreundliche Handhabung und hochwertige Signalqualität.



---

Categories: [EKG](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **VITAPHONE REMOS EKG 300 BT** ist ein hochmodernes, mobiles Elektrokardiographie-Gerät, das speziell für den professionellen Einsatz in der klinischen und ambulanten Patientenüberwachung entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise, zuverlässige und komfortable Erfassung von EKG-Daten und bietet dabei eine Vielzahl von Funktionen, die den Anforderungen moderner Kardiologie gerecht werden.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **12-Kanal-EKG-Aufzeichnung:** Das Gerät zeichnet simultan 12 Ableitungen auf, um eine umfassende Herzaktivitätsanalyse zu gewährleisten.
- **Drahtlose Datenübertragung:** Dank integrierter Bluetooth-Technologie können die EKG-Daten sicher und schnell an kompatible Empfangsgeräte oder medizinische Informationssysteme übertragen werden.
- **Mobilität und Benutzerfreundlichkeit:** Mit seinem kompakten und leichten Design ist das REMOS EKG 300 BT ideal für den mobilen Einsatz – sei es in der Ambulanz, beim Hausbesuch oder im Krankenhaus.
- **Energieeffiziente Leistung:** Eine langlebige Batterie garantiert einen zuverlässigen Betrieb über längere



Zeiträume ohne häufiges Nachladen.

- **Hohe Signalqualität:** Das Gerät verfügt über moderne Signalverarbeitungstechnologien, die Störsignale minimieren und eine klare Darstellung der Herzaktivität ermöglichen.
- **Einfache Integration:** Kompatibilität mit verschiedensten medizinischen Auswertungssystemen und Softwarelösungen erleichtert die Einbindung in bestehende Arbeitsabläufe.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Diagnostik und Überwachung von Herzrhythmusstörungen
- Routine-EKG bei ambulanten und stationären Patienten
- Mobile EKG-Erfassung bei Hausbesuchen oder in Notfallsituationen
- Langzeitüberwachung und Telemedizin

#### **Technische Details:**

- Messkanäle: 12
- Übertragung: Bluetooth 4.0 oder höher
- Speicherkapazität: Mehrere Stunden EKG-Daten
- Batterietyp: Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Abmessungen: Kompakt und leicht für optimale Handhabung
- Schnittstellen: USB, Bluetooth

Das **VITAPHONE REMOS EKG 300 BT** stellt eine perfekte Kombination aus Präzision, Mobilität und moderner Technologie dar, um eine effiziente und qualitativ hochwertige kardiologische Diagnostik zu ermöglichen. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen und die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

