



## [VOLUMAT AGILIA FRESENIUS KABI](#) [INFUSIONSPUMPE](#)

**SKU:** GB102025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Volumat Agilia** von Fresenius Kabi ist eine hochpräzise Infusionspumpe, die eine sichere und zuverlässige Medikamenten- und Flüssigkeitszufuhr in klinischen Umgebungen gewährleistet. Das benutzerfreundliche Design unterstützt medizinisches Personal bei der effizienten und kontrollierten Therapie.



---

**Categories:** [Patientenversorgung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Volumat Agilia** von **Fresenius Kabi** ist eine hochmoderne Infusionspumpe, die speziell für die präzise und sichere Verabreichung von intravenösen Flüssigkeiten und Medikamenten entwickelt wurde. Sie erfüllt höchste Ansprüche im klinischen Alltag und unterstützt medizinisches Personal dabei, eine optimale Therapie für Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.

Die Pumpe zeichnet sich durch folgende herausragende Merkmale aus:

- **Präzise Dosierung:** Dank einer hochgenauen Mechanik und intelligenter Software gewährleistet die Volumat Agilia eine exakte Infusionsrate und Dosierung, was besonders bei der Verabreichung von hochpotenten Medikamenten oder kritischen Therapien essenziell ist.
- **Vielseitigkeit:** Sie ist geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, darunter die Verabreichung von Volumen- und Medikamenteninfusionen, parenteraler Ernährung sowie Transfusionen.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Das intuitive Bedienfeld mit klar strukturiertem Display ermöglicht eine einfache Programmierung und Überwachung der Infusion. Zudem unterstützt die Pumpe verschiedene Sprachen und



bietet kontextbezogene Hilfsfunktionen.

- **Umfangreiche Sicherheitsfunktionen:** Die Volumat Agilia verfügt über zahlreiche Sicherheitsmechanismen wie Alarmer bei Verstopfung, Luft im Schlauch, Niederdruck, Überdruck und Batteriestatus, um die Patientensicherheit jederzeit zu gewährleisten.
- **Flexibilität im Einsatz:** Die kompakte und mobile Bauweise erlaubt einen einfachen Transport und Einsatz sowohl auf Stationen als auch im ambulanten Bereich oder während des Transports.
- **Lange Batterielaufzeit:** Die leistungsstarke Batterie sichert einen unterbrechungsfreien Betrieb über mehrere Stunden, was insbesondere bei Notfällen und außerhalb der Intensivstation von Vorteil ist.

Technische Highlights im Überblick:

- Infusionsrate: von 0,1 ml/h bis 1200 ml/h
- Volumenbereich: bis zu 2000 ml
- Kompatibilität mit verschiedenen Infusionssets
- Automatische Kalibrierung und Selbstdiagnose
- Netz- und Batteriebetrieb möglich

Die **Volumat Agilia Infusionspumpe** von Fresenius Kabi ist somit eine verlässliche Lösung für die sichere und effiziente Infusionstherapie in verschiedenen klinischen Settings. Durch ihre hohe Präzision, umfassenden Sicherheitsfunktionen und einfache Bedienung unterstützt sie medizinisches Fachpersonal dabei, individuelle Patientenbedürfnisse optimal zu erfüllen und Therapieerfolge nachhaltig zu sichern.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

