



## W.O.M. P101 - P 101 ENDOSKOPIE- SPÜLPUMPE

SKU: C022026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **W.O.M. P101** (oft auch als **LEMKE Vision P101** bezeichnet) ist eine spezialisierte Spülpumpe für die Endoskopie und Laparoskopie. Sie wird eingesetzt, um während operativer Eingriffe Körperhöhlen oder Organe mit Spülflüssigkeit (z. B. Kochsalzlösung) zu füllen oder zu reinigen, um eine klare Sicht für den Chirurgen zu gewährleisten.

Technische Details der P101

Das Gerät ist Teil der Produktlinie von **W.O.M. World of Medicine AG**, einem führenden OEM-Hersteller in der Endoskopie.

**Funktion:** Kontrollierte Spülung (Irrigation) während laparoskopischer oder endoskopischer Eingriffe.

- **Bauweise:** Kompaktes Tischgerät, das häufig in Endoskopietürme integriert wird.
- **Kompatibilität:** Das System ist oft mit standardisierten Schlauchsets kompatibel, wobei moderne Nachfolgemodelle von WOM teilweise RFID-geschützte Schlauchsets verwenden, um die korrekte Nutzung sicherzustellen.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

