



## WALZ - LITHOTRON EL 23 EXTRACORPOREAL LITHOTRIPTER

SKU: BM082021

zzgl. [Versandkosten](#)

**Walz - Lithotron EL 23** ist ein hochmodernes extrakorporales Lithotripsie-Gerät zur schmerzarmen Zertrümmerung von Nieren- und Harnleitersteinen. Durch präzise fokussierte Stoßwellen ermöglicht es eine effektive, nicht-invasive Behandlung mit hoher Patientenverträglichkeit.



---

Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Walz - Lithotron EL 23** ist ein hochmodernes, extrakorporales Lithotripter-System, das speziell zur nicht-invasiven Zertrümmerung von Harnsteinen entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine effektive Behandlung von Nephrolithiasis und Ureterolithiasis ohne chirurgischen Eingriff, wodurch Risiken und Ausfallzeiten für den Patienten erheblich reduziert werden.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Extrakorporal:** Die Stoßwellen werden von außen auf den Körper des Patienten fokussiert, ohne direkte Invasivität.
- **Präzise Fokussierung:** Der Lithotron EL 23 verfügt über eine hochentwickelte Fokussierungstechnologie, die eine gezielte und effektive Steinertrümmerung ermöglicht.
- **Flexible Patientenlagerung:** Das Gerät ist mit einem ergonomischen Patientenlagerungssystem ausgestattet, das verschiedene Positionen erlaubt und höchsten Komfort während der Behandlung gewährleistet.
- **Intuitive Bedienung:** Das benutzerfreundliche Interface ermöglicht eine einfache und sichere Steuerung der



Stoßwellenparameter und erleichtert so den klinischen Ablauf.

- **Effiziente Energiezufuhr:** Hochleistungs-Stoßwellengeneratoren sorgen für eine zuverlässige und anpassbare Energieabgabe zur optimalen Steinertrümmerung.
- **Minimalinvasiv und schonend:** Die Behandlung mit dem Lithotron EL 23 ist schmerzarm und reduziert Komplikationen sowie die Notwendigkeit von Folgeeingriffen.

#### **Indikationen:**

- Behandlung von Nierensteinen (Nephrolithiasis)
- Behandlung von Harnleitersteinen (Ureterolithiasis)
- Geeignet für Steine unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung

#### **Sicherheits- und Qualitätsmerkmale:**

- Konform mit internationalen medizinischen Normen und Richtlinien
- Integrierte Sicherheitsmechanismen zur Vermeidung von Gewebeschäden
- Regelmäßige Wartung und Kalibrierung gewährleisten eine dauerhaft hohe Leistung

Der **Walz - Lithotron EL 23** stellt eine bewährte Lösung in der urologischen Praxis dar, die durch ihre Kombination aus modernster Technologie, Bedienkomfort und nachweislicher Effektivität überzeugt. Dieses System unterstützt medizinische Fachkräfte dabei, Patienten eine schonende und erfolgreiche Steinbehandlung mit minimaler Belastung zu bieten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

