



**WASSERPHANTOM // FÜLLBARES  
HOMOGENITÄTSPHANTOM FÜR  
GAMMAKAMERA**

**SKU: BE112016**

**792,54 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Messung und Abgleich  
der Uniformität  
bei Gammakameras  
die für SPECT-Untersuchungen ein-  
gesetzt werden, ist ein entsprechendes  
Wasser-phantom erforderlich.  
Für Kameras mit Gesichtsfeldern  
bis zu 40 cm x 54 cm  
einsetzbar.

für Homogenitätsmessungen nach den Richtlinien Stra



hlenschutz

Außenmaße: ca 58 x 100 x 85 c

auf Fahrgestell montiert

Durchmischung durch Drehen der Küvette

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

60 kg



## GALLERIE

