



## [WEINMANN LIFE-BASE MINI II COMBI MODUL MEDUMAT STANDARD TRAGESYSTEM](#)

SKU: EQ012026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#),  
[Notfallversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Weinmann LIFE-BASE Tragesystem bzw. eine Variante davon ist ein **mobiles Tragesystem von WEINMANN**, das speziell dafür entwickelt wurde, Notfall- und Beatmungsgeräte wie das **Medumat Standard<sup>2</sup>** zu **kombinieren, sicher zu transportieren und leicht zu tragen**.

Das System dient als stabile Basisplatte/Trageeinheit, auf der verschiedene medizinische Module montiert werden können, z. B.:

- **MEDUMAT Standard<sup>2</sup> Beatmungsgerät** – ein tragbares Rettungs- und Transportbeatmungsgerät für invasive und nicht-invasive Beatmung.
- **Modul Combi** – ein Zusatzmodul für **Sauerstoffzufuhr + Absaugfunktion** (Combi = Kombination aus Sauerstoff- und Saugmodul).
- Außerdem weitere Zusatzeinheiten bzw. Zubehör (z. B. Kapnometertaschen, Maskenhalterungen usw.).

### **Wofür wird es genutzt?**

**LIFE-BASE Tragesysteme** bündeln mehrere medizinische Komponenten zu einer **einzigsten Einheit**, die:

- ✓ sicher in Rettungsfahrzeugen oder an der Einsatzstelle transportiert werden kann
- ✓ Geräte wie Beatmungsgerät + Module stabil fixiert und geschützt hält



- ✓ mit einer Hand getragen werden kann
- ✓ optional an Fahrzeughalterungen (BASE-STATIONS) montierbar ist, inklusive Lade- bzw. Befestigungsmöglichkeiten

### ☒ **In der Praxis**

Solche Systeme werden typischerweise genutzt von:

- Rettungsdiensten (RTW, NEF)
- Luftrettung
- Sanitätsdiensten
- Katastrophenschutz & militärischer Medizin

Sie sorgen dafür, dass lebenswichtige Geräte wie Beatmungsgeräte (wie das MEDUMAT Standard<sup>2</sup>), Sauerstoff- und Absaugmodule **als einzelnes, handliches Paket** transportiert werden können – passend für den schnellen Einsatz am Patienten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

